



Diese Ratgeberbrochure gilt für die folgenden ACUVUE® Kontaktlinsen, die in einzeln aufgeführt und als solche gekennzeichnet sind, sofern nicht anders angegeben.

Kontaktlinsentyp und Markenname	Verwendungszweck & Tragemodus		
	Tagestragen Wiederverwendbar	Verlängertes Tragen	Material
Sphärische ACUVUE® Kontaktlinsen – Handhabungsanleitung mit UV-Schutz			
ACUVUE® 2 Kontaktlinsen	●	●	etafilcon A 1
ACUVUE® ADVANCE® Kontaktlinsen with HYDRACLEAR®	3	●	galyfilcon A 2
ACUVUE OASYS® Kontaktlinsen with HYDRACLEAR® PLUS	3	●	senofilcon A 2
ACUVUE® VITA™ Kontaktlinsen	3	●	senofilcon C 2
ACUVUE® OASYS Kontaktlinsen with Transitions™	3 4	●	senofilcon A 2
Torusche ACUVUE® Kontaktlinsen – Handhabungsanleitung mit UV-Schutz			
ACUVUE® ADVANCE® Kontaktlinsen for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR®	3	●	galyfilcon A 2
ACUVUE OASYS® Kontaktlinsen for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR®	3	●	senofilcon A 2
ACUVUE® VITA™ Kontaktlinsen for ASTIGMATISM	3	●	senofilcon C 2
Mehrstärken ACUVUE® Kontaktlinsen – Handhabungsanleitung mit UV-Schutz			
ACUVUE OASYS® Kontaktlinsen for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS	3	●	senofilcon A 2

**Verpackungslösung:**  
 1 Mit Borat gepufferte Kochsalzlösung 2 Mit Borat gepufferte Kochsalzlösung mit Methylcellulose

**Material:**  
 3 Linsenmaterial enthält Silikon und erfüllt die Standards der UV-Absorption Klasse 1 mit einer Durchlässigkeit von weniger als 1% der UVB- (280 – 315 nm) und 10% der UVA-Strahlen  
 4 Das Kontaktlinsenmaterial enthält einen photochromatischen\* Zusatzstoff, der sichtbares Licht im Bereich von 380 nm bis 780 nm bis zu einer Durchlässigkeit von 84% im inaktivierten (geschlossenen) Zustand und einer Durchlässigkeit von mindestens 23% im aktivierten (offenen) Zustand dynamisch absorbiert, abhängig von der Linsendicke und dem Anteil der absorbierbaren UV- und hochenergetischen sichtbaren (HVEV) Strahlung.  
 \* Photochromie ist definiert als eine reversible Änderung der Farbe oder Schattierung bei Exposition gegenüber bestimmten Arten von Licht mit ausreichender Intensität. In Abwesenheit von vor aktivierendem Licht, entfärbt sich das Material wieder.

(316 – 380 nm). Alle anderen ACUVUE® Produkte erfüllen die Standards der UV-Absorption Klasse 2 mit einer Durchlässigkeit von weniger als 5% der UVB- und 50% der UVA-Strahlen.

### Erläuterung der Symbole

Die folgenden Symbole können sich auf der Packung oder dem Blister Ihrer ACUVUE® Kontaktlinsen befinden.

SYMBOL	DEFINITION	SYMBOL	DEFINITION
	Hinweis! Gebrauchs-anweisung beachten	MID/M	„Mittlere“ Addition (+1,50 bis +1,75 ADD)
	Hersteller	HGH/H	„Hohe“ Addition (+2,00 bis +2,50 ADD)
	Produktionsdatum		EU-Konformitätskennzeichen
	Verwendbar bis (Verfallsdatum)	2797	
	Chargennummer		UV-Schutz
	Sterilisation durch Dampf oder trockene Hitze		UV-Blocking
DIA	Durchmesser		Grüner Punkt
BC	Basiskurve		Kontaktlinsenwirkung (Dioptrien)
D	Kontaktlinsenwirkung (Dioptrien)		Zylinderwirkung (Dioptrien)
CYL	Zylinderwirkung (Dioptrien)		Achse
AXIS	Achse		Korrekte Ausrichtung der Linse
	Nicht verwenden bei beschädigter Verpackung		Falsche Ausrichtung der Linse (Innensteite außen)
1 MONAT	1-monatiger Austausch		„Kennzeichnung“ für Papierbehälter und Verpackung
	Bevollmächtigter in der EU		Verbundstoffe
MAX ADD	Höchster zu korrigierender Nahsitz		Außerhalb von direktem Sonnenlicht lagern
LOW/L	„Niedrige“ Addition (+0,75 bis +1,25 ADD)		

### Inhaltsverzeichnis

Einführung..... 5  
 Verwendungszweck ..... 6  
 Tragemodus ..... 7  
 Kontraindikationen ..... 8  
 Wichtig – Was Sie über das Tragen von Kontaktlinsen wissen sollten ..... 9  
 Nebenwirkungen ..... 12  
 Wie Sie Probleme erkennen und was Sie tun können ..... 13  
 Hygiene ..... 14  
 Verpackung der Kontaktlinsen..... 13  
 Aufsetzen der Kontaktlinsen ..... 15  
 Platzieren der Kontaktlinsen auf dem Auge ..... 16  
 Zentrieren der Kontaktlinsen..... 17  
 Vorgehensweise bei einer festsitzenden (nicht beweglichen) Kontaktlinse..... 18  
 Vorgehensweise bei einer ausgetrockneten (dehydrierten) Kontaktlinse..... 19  
 Abnehmen der Kontaktlinsen ..... 19  
 Kontaktlinsenpflege..... 20  
 Pflege des Aufbewahrungsbehälters ..... 22  
 Sollten Ihre Kontaktlinsen zu Ende gehen ..... 23  
 Hinweise für alterssichtige Menschen (Monovision und multifokal)..... 23  
 Weitere wichtige Informationen / Vorsichtsmaßnahmen..... 24  
 Zusammenfassung..... 26  
 Nebenwirkungen..... 28  
 Persönliche Daten..... 28

4

### Einführung

Wie bei allen Kontaktlinsen, handelt es sich auch bei ACUVUE® Kontaktlinsen um Medizinprodukte. Regelmäßige Augenuntersuchungen durch Ihren Kontaktlinsenspezialisten sind für den langfristigen Erhalt Ihrer Augengesundheit und Sehkraft unerlässlich.

**Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich beim Tragen Ihrer Kontaktlinsen an die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten halten.** Er oder sie wird Sie über alle Risiken im Zusammenhang mit dem Tragen von Kontaktlinsen aufklären und Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Kontaktlinsen handhaben und pflegen und die Verpackung sicher und einfach öffnen. Außerdem wird man Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Kontaktlinsen richtig aufsetzen und wieder abnehmen. Diese Broschüre enthält weitere Informationen zu diesen Themen.

**Wenden Sie sich bei Fragen stets an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.**

### Verwendungszweck

**Sphärische ACUVUE® Kontaktlinsen** sind für das Tragen zur Korrektur von – Myopie (Kurzsichtigkeit) und Hyperopie (Weitsichtigkeit) – am gesunden Auge mit einem Astigmatismus von bis zu 1,00 D bestimmt.

ACUVUE® OASYS mit Transitions™ sind photochromatische Kontaktlinsen, die speziell für die Abschwächung von hellem Licht entwickelt wurden. Sie enthalten einen photochromatischen Zusatzstoff, der sichtbares Licht dynamisch absorbiert.

Die Kontaktlinsentypen ACUVUE® 2™ und ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS sind auch zum Tragen oder verlängerten Tragen geeignet.

**Torische ACUVUE® Kontaktlinsen** sind für das Tragen zur Korrektur von – Myopie (Kurzsichtigkeit) und Hyperopie (Weitsichtigkeit) – am gesunden Auge mit einem Astigmatismus bestimmt.

ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS sind auch zum Tragen oder verlängerten Tragen geeignet.

**Multifokale ACUVUE® Kontaktlinsen** sind für Tragen oder verlängertes Tragen zur Korrektur von – Myopie (Kurzsichtigkeit) und Hyperopie (Weitsichtigkeit) – am gesunden Auge bei Personen mit Alterssichtigkeit und einem Astigmatismus bis 0,75 D bestimmt.

ACUVUE OASYS® Kontaktlinsen finden auch als therapeutische Verbandslinse bei bestimmten Augenerkrankungen Anwendung.

Wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten, um ausführlichere Informationen zu erhalten. Sie sollten sich Kontaktlinsen oder Augenpräparate nie selbst verordnen, ohne vorher einen Kontaktlinsenspezialisten aufgesucht zu haben.

### Hinweis:

Eine langfristige UV-Exposition der Augen gehört zu den Risikofaktoren für Grauen Star. Die Exposition ist von zahlreichen Faktoren abhängig. Zu diesen gehören Umweltfaktoren (Höhe, Geografie, Bewölkung) sowie persönliche Faktoren (Umfang und Art der Aktivitäten im Freien). Kontaktlinsen mit UV-Schutz tragen dazu bei, die Augen vor schädlicher UV-Strahlung zu schützen. Es wurden jedoch keine klinischen Studien durchgeführt, um den Nachweis zu erbringen, dass das Tragen von Kontaktlinsen mit UV-Schutz das Risiko von Grauem Star oder anderen Augenbeschwerden reduziert. Wenden Sie sich an Ihren Kontaktlinsenspezialisten, um ausführlichere Informationen zu erhalten.

### Tragemodus

Ihr Kontaktlinsenspezialist soll den geeigneten Trage- und Austauschmodus auf der Grundlage Ihrer Vorgeschichte und der Ergebnisse der Augenuntersuchung festlegen.

### Wiederverwendbare Kontaktlinsen zum Tragen

Wiederverwendbare ACUVUE® Kontaktlinsen zum Tragen (weniger als 24 Stunden im Wachzustand) müssen alle zwei Wochen entsorgt und ausgetauscht werden.

Alle wiederverwendbaren ACUVUE® VITA™ Kontaktlinsen zum Tragen (weniger als 24 Stunden im Wachzustand) müssen alle vier Wochen entsorgt und ausgetauscht werden.

Alle wiederverwendbaren ACUVUE® Kontaktlinsen zum Tragen müssen nach jedem Abnehmen mit geeigneten Kontaktlinsenpflegemitteln gereinigt, abgespült und desinfiziert werden.

### Verlängertes Tragen

ACUVUE® Kontaktlinsen zum verlängerten Tragen (länger als 24 Stunden, also auch über Nacht) gemäß Tabelle 1 können kontinuierlich bis zu 7 Tagen/6 Nächten getragen werden und müssen nach dem Abnehmen entsorgt werden. Ob Kontaktlinsen zum verlängerten Tragen für Sie in Frage kommen, wird Ihr Kontaktlinsenspezialist vorab feststellen. Falls Sie die Kontaktlinsen in diesem Tragemodus verwenden, ist eine Reinigung oder Desinfektion hierbei nicht erforderlich.

Es wird empfohlen, zuerst mit dem Tragen zu beginnen. Wenn hierbei keine Probleme auftreten, kann eine schrittweise Einführung des verlängerten Tragens, entsprechend der Vorgabe durch Ihren Kontaktlinsenspezialisten, erfolgen.

Nach dem Abnehmen sollen mindestens über Nacht keine neuen Kontaktlinsen aufgesetzt werden.

### Kontraindikationen

Verwenden Sie ACUVUE® Kontaktlinsen nicht zur Korrektur Ihrer Fehlsichtigkeit, wenn Sie eine der folgenden Beschwerden haben:

- Entzündung oder Infektionen im oder um das Auge oder die Augenlider herum.
- Jegliche Augenerkrankungen, -verletzungen oder -störungen, die die Hornhaut, Bindehaut oder die Augenlider betreffen.
- Zu vor diagnostizierte Probleme, aufgrund derer das Tragen von Kontaktlinsen unangenehm ist.
- Sehr trockene Augen.
- Reduzierte Hornhautempfindlichkeit (Hypästhesie der Hornhaut).
- Systemische Krankheiten, die das Auge betreffen oder durch das Tragen von Kontaktlinsen verstärkt werden.
- Allergische Reaktionen der Augenoberfläche oder des umgebenden Gewebes, die durch das Tragen von Kontaktlinsen oder durch die Verwendung von Kontaktlinsenpflegemitteln ausgelöst oder verstärkt werden können.

• Allergie auf Inhaltsstoffe einer Lösung, die zur Pflege Ihrer Kontaktlinsen verwendet wird, z. B. Thiomersal oder Quecksilberhaltige Bestandteile.

• Aktive Hornhautinfektionen (durch Bakterien, Pilze, Protozoen oder Viren).

• Wenn es zu Rötungen oder Reizungen des Auges kommt.

Zur therapeutischen Verwendung kann Ihnen Ihr Augenarzt Kontaktlinsen verschreiben, um den Heilungsprozess bestimmter Augenleiden zu unterstützen, wie z. B. die vorstehend genannten.

### Wichtig – Was Sie über das Tragen von Kontaktlinsen wissen sollten

Es ist äußerst wichtig, dass Sie die Anweisungen Ihres Kontaktlinsenspezialisten in Bezug auf die ordnungsgemäße Anwendung Ihrer Kontaktlinsen befolgen. Hinsichtlich des Tragens von Kontaktlinsen sind folgende Warnungen zu berücksichtigen:

- Probleme beim Tragen der Kontaktlinsen oder beim Gebrauch der Pflegeprodukte können zu schweren Verletzungen am Auge führen. Die richtige Anwendung und Pflege der Kontaktlinsen sowie der richtige Gebrauch der Pflegeprodukte (u. a. die Reinigung des Aufbewahrungsbehälters) sind unerlässlich für die sichere Nutzung der Kontaktlinsen.†
- Augenbeschwerden (z. B. Hornhautgeschwüre) können sich rasch entwickeln und zum Sehverlust führen.
- In Studien wurde festgestellt, dass das Risiko einer ulzerativen Keratitis bei Kontaktlinsenträgern im VT-Modus (verlängertes Tragen) höher ist als beim TT-Modus (Tagestragen).
- Wenn TT-Träger die Kontaktlinsen über Nacht auf dem Auge belassen (entgegen dem freigegebenen Verwendungszweck dieser Linsen), ist das Risiko von Augenproblemen, einschließlich einer ulzerativen Keratitis, höher als bei TT-Trägern, die die Kontaktlinsen bestimmungsgemäß nur am Tag tragen.

† New England Journal of Medicine, September 21, 1989, 321 (12), pp 773-783.

• Das Gesamtrisiko von Augenproblemen, einschließlich einer ulzerativen Keratitis, kann durch sorgfältige Beachtung der Vorschriften für die Pflege der Kontaktlinsen und des Aufbewahrungsbehälters vermindert werden.

• In Studien wurde festgestellt, dass das Risiko von Augenproblemen, einschließlich einer ulzerativen Keratitis, bei Kontaktlinsenträgern, die zugleich Raucher sind, höher ist als bei Nichtrauchern.

• Sollten Augenbeschwerden, übermäßiger Tränenfluss, Änderungen der Sehqualität, Rötungen der Augen oder sonstige Beschwerden auftreten, nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen sofort ab und kontaktieren Sie umgehend Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

• Bringen Sie die Kontaktlinsen nicht mit Wasser in Berührung, wie z.B. beim Baden in der Badewanne, beim Schwimmen oder bei anderen Wassersportarten, da dies das Risiko einer ernsthaften Infektion durch Mikroorganismen erhöhen und zu Sehverlust führen kann. Wenn die Kontaktlinsen mit Wasser überspült wurden, sollten Sie diese anschließend durch ein frisches Paar ersetzen. Falls Sie Kontaktlinsen bei Wasseraktivitäten tragen möchten, kontaktieren Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten für weitere Informationen.

• Verwenden Sie die restliche Lösung in Ihrem Linsenbehälter keinesfalls wieder und füllen Sie diese auch nicht auf. Die Wiederverwendung der Lösung kann die effektive Desinfektion der Kontaktlinse beeinträchtigen und zu schweren Infektionen, Sehverlust oder Erblindung führen. Auffüllen meint die Zugabe von frischer Lösung zur bereits in Ihrem Linsenbehälter vorhandenen.

• Entsorgen Sie die verbliebene Lösung nach Ablauf der empfohlenen Zeitspanne, die auf der Flasche mit der Mehrzwecklösung zur Desinfektion und zum Einweichen Ihrer Kontaktlinsen angegeben ist. Das Aufbewahrungsdatum gibt an, wie lange Sie das Kontaktlinsenflegemittel nach dem Öffnen der Flasche sicher verwenden können. Dieses Datum entspricht nicht dem Verfallsdatum der Pflegelösung, das angibt, bis zu welchem Datum das Produkt vor der Öffnung noch wirksam ist.

10

• Die Verwendung einer Mehrzwecklösung nach Ablauf des Aufbewahrungsdatums kann zu einer Verunreinigung der Lösung und folglich zu schweren Infektionen, Sehverlust oder Erblindung führen. Um Verunreinigungen zu vermeiden, lassen Sie die Spitze des Behälters NICHT mit irgendwelchen Oberflächen in Berührung kommen. Schrauben Sie die Kappe nach Gebrauch wieder fest zu. Füllen Sie die Lösung NICHT in andere Flaschen oder Behälter um.

• Verwenden Sie für die Aufbewahrung Ihrer Kontaktlinsen oder zum Ausspülen des Kontaktlinsenbehälters kein Wasser oder eine nicht sterile Lösung. Verwenden Sie nur frische Mehrzwecklösung, um Ihre Kontaktlinsen oder den Linsenbehälter nicht zu verunreinigen. Die Verwendung von nicht steriler Lösung kann zu schweren Infektionen, Sehverlust oder Erblindung führen.

11

## Nebenwirkungen

Beim Tragen von Kontaktlinsen können folgende Probleme auftreten:

- Augenbrennen, stechender Augenschmerz oder Augenjucken.
- Beim ersten Tragen der Kontaktlinsen kann es zu einem Unbehagen kommen.
- Fremdkörpergefühl.
- Es kann aufgrund peripherer Infiltrate, peripherer Hornhautgeschwüre und Hornhauterosionen zu einigen vorübergehenden Beschwerden kommen. Es können andere physiologische Symptome auftreten, wie lokale oder allgemeine Ödeme, Hornhautgefäßneubildungen, Hornhautstippungen, Injektionen, tarsale Abnormitäten, Regenbogenhautentzündungen und Bindehautentzündungen beobachtet werden, von denen einige bei geringer Ausprägung klinisch akzeptabel sind.
- Übermäßiger Tränenfluss, ungewöhnliche Sekretion am Auge oder Rötung des Auges.
- Verschlechterung der Sehqualität, verschwommenes Sehen, Regenbögen oder Lichtbögen um Lichtquellen herum und Lichtempfindlichkeit oder Symptome von trockenen Augen können dann auftreten, wenn Kontaktlinsen ohne Unterbrechung oder zu lange getragen werden.

Bei der therapeutischen Verwendung von ACUVUE OASYS® mit HYDRACLEAR® PLUS Kontaktlinsen können Nebenwirkungen auf die ursächliche Erkrankung oder Verletzung oder auf die Auswirkungen des Tragens von Kontaktlinsen zurückzuführen sein. Möglicherweise verschlimmern sich die bestehenden Beschwerden, wenn eine weiche Kontaktlinse für therapeutische Zwecke zur Behandlung eines bereits erkrankten verletzten Auges verwendet wird. Um eine schwere Augenschädigung zu vermeiden, sollte sich der Kontaktlinsenträger UMGEHEND an einen Kontaktlinsenspezialisten wenden, falls die Symptome zunehmen.

12

Falls eines der oben genannten Symptome auftreten sollte, kann dies das Anzeichen für ein Hornhautgeschwür, eine Gefäßneubildung oder eine Regenbogenhautentzündung sein. Sie sollten in diesem Fall schnellstmöglichst Ihren Augenspezialisten aufsuchen, damit das Problem identifiziert und falls nötig behandelt werden kann um eine schwerwiegende Schädigung des Auges zu vermeiden.

### Wie Sie Probleme erkennen und was Sie tun können

Sie sollten mindestens einmal täglich einen einfachen Selbsttest durchführen.

Stellen Sie sich hierzu folgende Fragen:

1. Wie fühlen sich die Kontaktlinsen auf meinen Augen an?
2. Wie sehen meine Augen aus?
3. Sehe ich immer noch gut?

Falls Sie irgendwelche Probleme bemerken, sollten Sie umgehend die Linse vom Auge nehmen. Sollten die Beschwerden oder Probleme nachlassen, untersuchen Sie Linse sorgfältig nach Beschädigungen, Schmutz oder Fremdkörpern. Entsorgen Sie die Linse und setzen Sie eine frische Linse auf das Auge. Falls nach dem Aufsetzen die Beschwerden immer noch vorhanden sind, **NEHMEN SIE DIE LINSE SOFORT VOM AUGE UND KONTAKTIEREN SIE IHREN AUGENSPEZIALISTEN.**

**DENKEN SIE DARAN: SYMPTOME SIND WARNSIGNALE. NEHMEN SIE DIE KONTAKTLINSEN IM ZWEIFELSFALL VOM AUGE.**

### Hygiene

#### Vorbereiten der Kontaktlinsen zum Aufsetzen

Sauberkeit ist das A und O im Umgang mit Kontaktlinsen.

Entwickeln Sie eine angemessene Hygiene-Routine für die Handhabung Ihrer Kontaktlinsen.

• Waschen Sie Ihre Hände stets gründlich mit einer milden Seife, spülen Sie sie sorgfältig ab und trocknen Sie sie mit einem fusselfreien Handtuch ab, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen berühren, um das Risiko einer Infektion zu reduzieren.

13

• Verwenden Sie keine Kosmetika, Seifen mit rückfettenden Substanzen, Lotionen oder Cremes, bevor Sie Ihre Kontaktlinsen anfassen. Setzen Sie die Kontaktlinsen am besten vor dem Auftragen von Make-up auf.

• Halten Sie Ihre Augen bei der Verwendung von Haarspray oder anderen Aerosolen geschlossen.

• Befolgen Sie stets die Anweisungen in dieser Broschüre und alle Hinweise, die Sie von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten für das richtige Handhaben, Aufsetzen, Abnehmen und Anwenden Ihrer Kontaktlinsen erhalten.

• Tragen Sie die Kontaktlinsen nie länger als den bestimmungsgemäß vorgesehenen Zeitraum.

### Verpackung der Kontaktlinsen

Zum Öffnen der Box ziehen Sie die Öffnungsklappe auf der Vorderseite nach oben und durchbrechen die Versiegelung. Zum Verschließen der Box stecken Sie die Klappe einfach in den Schlitz. Jede Kontaktlinse ist einzeln in einem Blister verpackt, um die Sterilität zu gewährleisten solange der Blister versiegelt ist.

**VERWENDEN SIE DIE KONTAKTLINSEN NICHT**, wenn die sterile Blisterverpackung geöffnet oder beschädigt ist oder das Verfallsdatum überschritten wurde.

Vergewissern Sie sich stets, dass die auf dem Multi-Pack und den einzelnen Blistern aufgedruckten Linsenparameter Ihren verordneten Werten entsprechen – z. B. Durchmesser (DIA), Basiskurve (BC), Linsenstärke (D) usw. Verwenden Sie die Kontaktlinsen NICHT, wenn sie von Ihren Werten abweichen.

So öffnen Sie eine einzelne Blisterverpackung:

1. Trennen Sie zunächst ein Kontaktlinsenblistervom restlichen Blisterstreifen ab. Achten Sie darauf, die anderen Blisterverpackungen nicht zu beschädigen.
2. Schütteln Sie den Blister, damit sich die Kontaktlinse frei in der Lösung bewegen kann.

14

3. Ziehen Sie die Folie ab. Gelegentlich kommt es vor, dass die Kontaktlinse an der Verschlussfolie oder am Blister haften bleibt. Dadurch wird die Sterilität der Kontaktlinse jedoch nicht beeinträchtigt; Sie können sie ohne Bedenken verwenden.

4. Berühren Sie die Kontaktlinse vorsichtig mit der Fingerspitze und achten Sie darauf, die Linse nicht mit den Fingernägeln zu beschädigen. Es empfiehlt sich, die Nägel kurz und glatt zu halten.

5. Entnehmen Sie die Kontaktlinse vorsichtig aus dem Blister, indem Sie sie am Rand entlang nach oben schieben. Verwenden Sie hierfür niemals Pinzetten oder andere Hilfsmittel.


### Aufsetzen der Kontaktlinse

Um Verwechslungen zu vermeiden, sollten Sie es sich angewöhnen, die erste Kontaktlinse immer auf das rechte Auge aufzusetzen.

Vergewissern Sie sich vor dem Aufsetzen der Kontaktlinse, dass es sich um eine einzelne, befeuchtete, saubere Kontaktlinse handelt, die keine Einkerbungen oder Risse aufweist. Falls die Kontaktlinse beschädigt ist, werfen Sie sie weg und nehmen eine neue Linse.

Vergewissern Sie sich, dass sich die Kontaktlinse nicht umgestülpt hat.

Platzieren Sie die Kontaktlinse auf der Spitze Ihres Zeigefingers und überprüfen Sie die Linse im Profil. Die Kontaktlinse sollte eine schüsselförmige, natürlich gebogene Form aufweisen. Wenn der Rand der Kontaktlinse tendenziell nach außen zeigt, hat sich die Linse



umgestülpt. Eine weitere Methode, um dies festzustellen, besteht darin, die Kontaktlinse sanft zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger zu

15

drücken. Der Rand sollte sich nach innen biegen. Bei einer umgestülpten Kontaktlinse biegt sich der Rand leicht nach außen.

### Andere Möglichkeit:

Platzieren Sie die Kontaktlinse auf der Spitze Ihres Zeigefingers, halten Sie sie in Augenhöhe und betrachten Sie die Zahlenfolge 123. Wenn Sie die Zahlen als „123“ sehen, ist die Kontaktlinse richtig ausgerichtet; wenn Sie die Zahlen jedoch in umgekehrter Reihenfolge und spiegelverkehrt sehen, hat sich die Linse umgestülpt. Wenn die Kontaktlinse umgestülpt ist (Zahlen in umgekehrter Reihenfolge und spiegelverkehrt), sollten Sie die Linse andersherum stülpen und die Zahlenfolge erneut betrachten, um sicherzustellen, dass die Linse nun richtig ausgerichtet ist.



In **Tabelle 1** können Sie sehen, welche Produkte mit der „123“-Handhabungsmarkierung ausgestattet sind.

### Hinweis:

Wenn Sie die Kontaktlinse vor dem Aufsetzen auf das Auge abspülen müssen, verwenden Sie hierzu ausschließlich die von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten empfohlene frische sterile Abspülungslösung.

### VERWENDEN SIE NIEMALS LEITUNGSWASSER.

### Platzieren der Kontaktlinsen auf dem Auge

1. Denken Sie daran, mit dem rechten Auge zu beginnen. Nachdem Sie die Kontaktlinse überprüft und sich vergewissert haben, dass sie nicht umgestülpt ist, platzieren Sie die Linse auf der Spitze Ihres Zeigefingers.
2. Legen Sie den Mittelfinger derselben Hand an die untere Wimpernreihe und ziehen Sie das Unterlid nach unten.

16

3. Nehmen Sie den Zeige- oder Mittelfinger der anderen Hand zu Hilfe, um das Oberlid anzuheben, und setzen Sie die Kontaktlinse auf das Auge.

4. Lassen Sie vorsichtig beide Lider los und blinzeln Sie.

5. Wiederholen Sie diese Schritte mit der Kontaktlinse für das linke Auge.

Es gibt noch andere Methoden zum Aufsetzen von Kontaktlinsen. Wenn Sie mit der oben beschriebenen Methode Schwierigkeiten haben, kann Ihnen Ihr Kontaktlinsenspezialist eine andere Methode zeigen.

### Zentrieren der Kontaktlinse

Üblicherweise zentriert sich die Kontaktlinse nach dem Aufsetzen von selbst auf der Mitte des Auges und sie verschiebt sich während des Tragens nur äußerst selten auf das Weiße des Auges. Wenn beim Aufsetzen oder Abnehmen der Kontaktlinse nicht richtig vorgegangen wird, kann es allerdings vorkommen, dass sich die Linse verschiebt. Zum Zentrieren der Kontaktlinse gehen Sie in diesem Fall nach einer der beiden folgenden Methoden vor:

a. Schließen Sie die Augenlider und bringen Sie die Kontaktlinse durch sanfte Massagebewegungen auf den geschlossenen Lidern in die richtige Position.

### Oder

b. Schieben Sie die verrutschte Kontaktlinse vorsichtig bei geöffnetem Auge durch sanften Fingerdruck auf den Rand des Ober- oder Unterlids wieder in die Augenmitte.

### Hinweis:

Wenn Sie nach dem Aufsetzen der Kontaktlinse verschwommen sehen, sollten Sie Folgendes überprüfen:

- Die Kontaktlinse befindet sich möglicherweise nicht mittig auf dem Auge. Befolgen Sie in diesem Fall die oben genannten Anweisungen zum Zentrieren der Kontaktlinse.
- Wenn die Kontaktlinse an der richtigen Stelle sitzt und Sie dennoch verschwommen sehen, sollten Sie Folgendes überprüfen:

17

a. Kosmetika oder Fette auf der Linse: Reinigen und spülen Sie die Linse mit einem für Weichlinsen zugelassenen Pflegesystem. Falls die Kosmetikrückstände oder Fette entfernt sind, setzen Sie die Linse wieder auf das Auge. Sollte Ihr Sehen immer noch verschwommen sein, entsorgen Sie die Linse und ersetzen Sie sie mit einer neuen.

b. Die Kontaktlinse befindet sich möglicherweise auf dem falschen Auge


c. Die Kontaktlinse ist möglicherweise umgestülpt, was sich auch durch einen geringeren Tragekomfort als üblich äußert.

Sollte Ihre Sicht noch immer verschwommen sein, nehmen Sie die Kontaktlinse vom Auge ab und kontaktieren Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

### Vorgehensweise bei einer festsitzenden (nicht beweglichen) Kontaktlinse

Für den Fall, dass eine Kontaktlinse am Auge haften bleibt, können Sie sich von Ihrem Kontaktlinsenspezialisten eine Benetzungs- oder Nachbenetzungslösung empfehlen lassen. Damit können Sie Ihre Kontaktlinsen während des Tragens anfeuchten, damit sie bequemer sitzen.

Geben Sie einfach ein paar Tropfen auf das Auge und warten Sie, bis die Kontaktlinse wieder frei auf dem Auge beweglich ist. Besteht das Problem weiterhin, sollten Sie **UNVERZÜGLICH** Ihren Kontaktlinsenspezialisten aufsuchen.



18



### Nebenwirkungen

Jegliche Nebenwirkungen, die Sie beim Tragen von ACUVUE® Kontaktlinsen beobachten, sollten Sie Ihrem Kontaktlinsenspezialisten mitteilen, der diese an den Hersteller weiterleitet.

### Persönliche Daten

ACUVUE® Kontaktlinsen.

Markenbezeichnung:

### Rechte Kontaktlinse:

Stärke und Basiskurve

### Linke Kontaktlinse:

Stärke und Basiskurve

28

### IHRE KONTAKTLINSEN SOLLTEN NACH ABLAUF DES VON IHREM KONTAKTLINSENSPEZIALISTEN GENANNTEN ZEITRAUMS AUSGETAUSCHT WERDEN.

#### Pflegemittel:

Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.

Adresse und Telefonnummer Ihres Kontaktlinsenspezialisten:

Regelmäßige Besuche bei Ihrem Kontaktlinsenspezialisten sind wichtig für den Erhalt Ihrer Augengesundheit und Sehkraft.

Nachkontrolltermine:

1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>

29

**Hersteller:** Herstellungsort siehe Verpackung.

**USA**  
Johnson & Johnson Vision Care Inc.  
7500 Centurion Parkway  
Jacksonville  
Florida  
32256  
USA

**IRELAND**  
Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)  
The National Technology Park  
Limerick  
Ireland



Bevollmächtigter in der EU:  
AMO Ireland  
Block B, Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co. Dublin,  
Ireland

[www.acuvue.de](http://www.acuvue.de)

[www.acuvue.at](http://www.acuvue.at)  
[www.acuvue.ch](http://www.acuvue.ch)




IN00435

Tagestragen (wiederverwendbar) und  
verlängertes Tragen Ratgeberbroschüre  
(Deutsch)

ACUVUE®, ACUVUE® 2®, ACUVUE® ADVANCE®, ACUVUE OASYS®, ACUVUE® VITA™,  
ACUVUE® OASYS Contact Lenses with Transitions™ und HYDRACLEAR®  
sind eingetragene Marken von:  
Johnson & Johnson Medical GmbH. © Johnson & Johnson Medical GmbH 2020  
Johnson & Johnson Medical Products GmbH. © Johnson & Johnson Medical Products GmbH 2020  
Johnson & Johnson AG. © Johnson & Johnson AG 2020

Versionsdatum: Juli 2020



Port journalier  
(Remplacement fréquent)  
et port continu

# GUIDE D'UTILISATION

ACUVUE®



Ce guide d'utilisation concerne les lentilles de contact ACUVUE® répertoriées individuellement dans le **Tableau 1** ci-dessous et référencées en tant que telles sauf mention contraire.

Type de lentille et nom du modèle	Indications d'utilisation et modalités de port				
	Port journalier à remplacement fréquent	Port continu	Matériau	Solution de conditionnement	
Lentilles de contact sphériques ACUVUE® Teintées avec Filtre UV					
Lentilles de contact ACUVUE® 2	●	●	etafilcon A	1	
Lentilles de contact ACUVUE® ADVANCE® with HYDRACLEAR®	3	●	galyfilcon A	2	
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS	3	●	senofilcon A	2	
Lentilles de contact ACUVUE® VITA®	3	●	senofilcon C	2	
Lenti a contatto ACUVUE® OASYS Contact Lenses with Transitions™	3 4	●	senofilcon A	2	
Lentilles de contact ACUVUE® pour ASTIGMATISME, Teintées avec Filtre UV					
Lentilles de contact ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR®	3	●	galyfilcon A	2	
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS® for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS	3	●	senofilcon A	2	
Lentilles de contact ACUVUE® VITA® for ASTIGMATISM	3	●	senofilcon C	2	
Lentilles de contact ACUVUE® pour PRESBYTIE, Teintées avec Filtre UV					
Lentilles de contact ACUVUE® OASYS® for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS	●	●	senofilcon A	2	

### Solution de conditionnement:

- 1 Solution saline tamponnée au borate.
- 2 Solution saline tamponnée au borate contenant de la cellulose méthyléthylglyque.

### Composants du matériau:

- 3 Le matériau des lentilles contient du silicone et répond aux standards d'absorption d'un filtre UV de classe 1, transmettant moins de 1% de radiations UVB (280-315nm) et 10% de radiations UVA (316-380nm). Toutes les autres lentilles ACUVUE® répondent aux standards d'absorption d'un filtre UV de classe 2 transmettant moins de 5% de radiations UVB et 50% de radiations UVA.
- 4 Le matériau des lentilles contient un agent photochromique\* qui absorbe activement la lumière visible, de 380 nm à 780 nm pour une transmittance minimum de 84% en état inactif (fermé) et pour une transmittance minimum de 23% en état actif (ouvert), en fonction de l'épaisseur de la lentille ainsi que du niveau d'absorption des UV et du rayonnement à haute énergie visible.

2

### Les symboles suivants peuvent apparaître sur les étiquettes ou les emballages des lentilles de contact ACUVUE®.

SI-MBOLO	DEFINIZIONE	SI-MBOLO	DEFINIZIONE
	Avertissement. Consulter le guide d'utilisation.	<b>MID / M</b>	Addition moyenne (ADD de +1,50 à +1,75 D)
	Fabricant	<b>HGH / H</b>	Addition élevée (ADD de +2,00 à +2,50 D)
	Date de fabrication		2797
	Valable jusqu'à (date d'expiration)		Filtre UV
	Référence du lot		UV-Blocking
	Stérilisé à la vapeur sèche		Versement d'une taxe pour le traitement des déchets
<b>DIA</b>	Diamètre		ATTENTION : La réglementation américaine interdit la vente de ce produit sans prescription médicale.
<b>BC</b>	Rayon de courbure		
<b>D</b>	Dioptrie (puissance de la lentille)		
<b>CYL</b>	Puissance cylindrique		
<b>AXIS</b>	Axe		
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		
<b>1-MONTH</b>	Renouvellement mensuel		
	Représentant autorisé dans l'UE		
<b>MAX ADD</b>	Addition maximale pouvant être corrigée		
<b>LOW / L</b>	Addition faible (ADD de +0,75 à +1,25 D)		

3

### Table des matières

Introduction .....	5
Indications d'utilisation .....	6
Modalités de port .....	7
Contre-indications .....	8
Avertissements: ce qu'il faut savoir sur le port de lentilles de contact .....	9
Effets indésirables .....	11
Reconnaître les problèmes et savoir agir .....	12
Règles d'hygiène .....	13
Conditionnement des lentilles.....	14
Pose des lentilles.....	15
Pose de la lentille sur l'œil .....	16
Centrage des lentilles.....	18
Précaution lorsqu'une lentille adhère à l'œil (elle ne se déplace plus).....	18
Précaution lorsqu'une lentille est sèche (déshydratée).....	18
Retrait des lentilles.....	18
Entretien des lentilles.....	19
Entretien de l'œil.....	21
Si vous n'avez plus de lentilles .....	22
Instructions pour les patients presbytes (monovision et multifocal) .....	22
Autres informations importantes / Précautions .....	24
Récapitulatif .....	26
Signaler les effets indésirables.....	27
Votre prescription .....	27

4

### Introduction

Comme toutes les lentilles de contact, les lentilles ACUVUE® sont des dispositifs médicaux. Des visites régulières chez votre spécialiste des lentilles de contact pour des contrôles réguliers sont essentiels à la protection de votre santé et de votre vision sur le long terme.

Pour votre santé oculaire, il est important de porter vos lentilles uniquement selon les recommandations de votre spécialiste des lentilles de contact. Il partagera avec vous **tous les risques associés au port de lentilles de contact** et vous fournira les consignes pour leur manipulation et entretien et comment ouvrir facilement et en toute sécurité leur emballage. Le présent guide d'utilisation vient renforcer ces instructions.

### POUR TOUTE QUESTION, DEMANDEZ TOUJOURS À VOTRE SPÉCIALISTE DES LENTILLES DE CONTACT.

5

### Indications d'utilisation

Les lentilles de contact sphériques ACUVUE® sont indiquées pour un port journalier pour corriger les amétropies suivantes: myopie et hypermétropie chez des sujets dont les yeux sont sains et peuvent présenter un astigmatisme inférieur ou égal à 1,00 D.

Les lentilles de contact ACUVUE® OASYS with Transitions™ sont des lentilles photochromiques également indiquées pour atténuer une luminosité élevée grâce à l'agent photochromique qui absorbe activement la lumière visible.

Les lentilles de contact ACUVUE® 2 et ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS sont également indiquées pour un port journalier ou continu.

Les lentilles de contact ACUVUE® pour astigmatisme sont indiquées pour un port journalier pour corriger les amétropies suivantes: myopie et hypermétropie chez des sujets dont les yeux sont sains et peuvent présenter un astigmatisme inférieur ou égal à 0,75 D.

Les lentilles de contact ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS sont également indiquées pour un port journalier ou continu.

Les lentilles de contact ACUVUE® pour presbytie sont indiquées pour un port journalier ou continu pour corriger la vision de loin et la vision de près chez des sujets presbytes dont les yeux sont sains et qui peuvent présenter un astigmatisme inférieur ou égal à 0,75 D.

Les lentilles de contact ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS ont également une indication thérapeutique comme lentille pansement pour certains problèmes oculaires.

Pour en savoir plus, consultez votre spécialiste des lentilles de contact. Vous ne devez jamais faire de l'auto-médication avec une lentille ou un médicament sans avoir préalablement été examiné par votre spécialiste des lentilles de contact.

Toutes les lentilles de contact ACUVUE® sont dotées d'un filtre UV qui aide à protéger la cornée et les milieux internes de l'œil de la transmission des rayons UV nocifs.

6

**AVERTISSEMENT:** Les lentilles de contact avec filtre UV **NE** remplacent PAS les lunettes de protection qui absorbent les UV, telles que les lunettes de soleil, car elles ne couvrent pas complètement l'œil et les tissus annexes. Il est conseillé aux porteurs de lentilles de continuer à utiliser des lunettes de protection qui absorbent les UV.

### Remarque:

L'exposition prolongée aux rayons UV constitue l'un des facteurs de risque associés à la cataracte. Le degré d'exposition dépend d'une multitude de facteurs, parmi lesquels les conditions ambiantes (altitude, région, couverture nuageuse) et des facteurs personnels (l'intensité de la pratique d'activités de plein air et leur nature). Les lentilles de contact avec filtre UV participent à la protection contre les rayons UV nocifs. Néanmoins, aucune étude clinique visant à démontrer que le port de lentilles de contact avec filtre UV réduit le risque de développer une cataracte ou tout autre trouble oculaire n'a encore été menée. Pour en savoir plus, consulter un spécialiste des lentilles de contact.

### Modalités de port

Votre praticien déterminera les modalités de port et la fréquence de renouvellement en fonction de vos antécédents et de l'examen oculaire.

### Port journalier à remplacement fréquent

Les lentilles de contact ACUVUE® prescrites pour un port journalier à remplacement fréquent (moins de 24 heures, porteur éveillé) doivent être jetées et remplacées toutes les deux semaines.

Toutes les lentilles de contact ACUVUE® VITA® prescrites pour un port journalier à remplacement fréquent (moins de 24 heures, porteur éveillé) doivent être jetées et remplacées toutes les quatre semaines.

Toutes les lentilles de contact ACUVUE® lorsqu'elles sont prescrites pour un port journalier à remplacement fréquent, doivent être nettoyées, rincées et désinfectées à chaque retrait à l'aide d'une solution d'entretien chimique uniquement.

7

### Port continu

Les lentilles de contact ACUVUE® prescrites pour un port continu (pendant plus de 24 heures, sommeil compris), apparaissant dans le **Tableau 1**, peuvent être portées sans interruption pendant 7 jours et 6 nuits au maximum et doivent être jetées lors de leur retrait. Votre spécialiste des lentilles de contact déterminera si vous êtes apte à un port permanent avant de les porter sous cette forme. Dans ce cas, ce mode de port ne nécessite ni nettoyage ni désinfection.

Il est recommandé dans un premier temps de porter vos lentilles en port journalier. Si ce port est satisfaisant votre médecin vous prescrira graduellement un port continu.

Après retrait, il est souhaitable que les yeux bénéficient d'un temps de repos, sans lentilles, d'une nuit ou plus.

### Contre-indications

Quand elles sont portées dans un but visuel, veillez ne pas porter vos lentilles ACUVUE® dans les cas suivants:

- Inflammation ou infection de l'œil, de ses contours et des paupières.
- Toute maladie oculaire, blessure ou anomalie qui affecte la cornée, la conjonctive ou les paupières.
- Tout diagnostic ayant présagé un inconfort du port de lentilles.
- Sécheresse oculaire sévère.
- Réduction de la sensibilité cornéenne (hypoesthésie cornéenne).
- Toute maladie systémique, qui peut affecter l'œil ou être par le port de lentilles de contact.
- Réactions allergiques affectant les tissus de la surface oculaire ou du contour de l'œil pouvant être induites ou exacerbées par le port de lentilles de contact ou l'utilisation de solutions d'entretien.
- Allergie à un quelconque ingrédient, tel que mercure ou thiméthrol entrant dans la composition de la solution d'entretien de vos lentilles.

8

- Toute infection cornéenne active (bactérienne, fongique, protozoaire ou virale).
- Si vos yeux deviennent rouges ou irrités.

Votre spécialiste des lentilles de contact peut vous prescrire des lentilles à usage thérapeutique pour aider le processus de cicatrisation de certaines pathologies, qui peuvent inclure celles citées précédemment.

### Avertissements: ce qu'il faut savoir sur le port de lentilles de contact

Il est important que vous suiviez les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact concernant l'utilisation de vos lentilles de contact. Vous devez notamment connaître les risques suivants liés au port de lentilles de contact:

- Des problèmes rencontrés avec les lentilles ou les produits d'entretien peuvent provoquer de graves lésions oculaires. Sachez que le respect des règles de port et d'entretien des lentilles de contact, ainsi que des conditions d'utilisation et de stockage des produits pour lentilles, y compris des études, est d'une importance capitale pour une utilisation sans danger.
- Des problèmes oculaires, en particulier des ulcères de la cornée, peuvent se développer rapidement et conduire à une perte visuelle.
- Des études ont démontré que le risque de kératite ulcéreuse est beaucoup plus grand chez les porteurs de lentilles en port prolongé que chez les porteurs de lentilles en port journalier.
- Si les porteurs de lentilles en port journalier ne suivent pas les recommandations de prescription en gardant leurs lentilles la nuit, l'inuit, le risque de problèmes oculaires, y compris de kératite ulcéreuse, est est plus élevé par rapport à ceux qui ne dorment pas avec leur lentilles.<sup>1</sup>
- Le risque global globale de problèmes oculaires, y compris de kératite ulcéreuse, peut être diminué en se conformant scrupuleusement aux instructions d'entretien des lentilles et de l'œil.

<sup>1</sup> New England Journal of Medicine, September 21, 1993, 321 (12), pp 773-783.

9



Ensuite, inspectez la zone inférieure en tirant la paupière inférieure vers le bas.

Une fois que vous avez trouvé la lentille, vous pouvez la retirer à l'aide de la méthode de pincée ou de toute autre méthode recommandée par votre spécialiste des lentilles de contact.

#### La méthode de pincée

1. Regardez vers le haut et faites glisser la lentille vers le bas, dans le blanc de votre œil à l'aide de votre index.

2. Pincez légèrement la lentille entre le pouce et l'index et retirez la lentille.



#### Entretien des lentilles

Pour une utilisation sûre et confortable de vos lentilles, il est important de suivre les instructions de votre spécialiste des lentilles de contact. Si vous retirez vos lentilles et prévoyez de les remettre, lisez attentivement les instructions fournies pour un nettoyage, un rinçage, une désinfection et un stockage corrects.

Le non-respect des consignes d'entretien des lentilles risque d'entraîner de graves problèmes oculaires, tels que ceux décrits dans la partie intitulée « **Avertissements: ce qu'il faut savoir sur le port de lentilles de contact** ».

Le nettoyage et le rinçage sont indispensables pour éliminer le mucus, les sécrétions et tous les dépôts susceptibles de s'être accumulés lors de l'utilisation des lentilles. Procédez ainsi immédiatement après avoir retiré vos lentilles et avant de les désinfecter.

19

De dangereux germes peuvent également être éliminés lors du nettoyage, du rinçage et de la désinfection.

Suivez avec attention les instructions d'utilisation du système d'entretien de vos lentilles (chimique ou à chaud) recommandé par votre spécialiste des lentilles de contact. Différents produits ne peuvent pas toujours être utilisés ensemble et toutes les solutions ne sont pas compatibles avec toutes les lentilles. Ne changez pas ou ne mélangez pas différents systèmes d'entretien, sauf si l'étiquetage du système vous l'autorise.

Si vous utilisez un système à base de peroxyde, utilisez UNIQUEMENT l'étui à lentilles fourni par le fabricant. Cet étui est spécialement conçu pour neutraliser la solution. Le non-respect d'utilisation d'un étui spécialisé risque d'entraîner de sérieuses sensations de piqûres, brûlures et problèmes oculaires.

• **Lavez toujours** soigneusement vos mains à l'eau chaude et avec un savon doux, rincez et séchez-les avant de manipuler vos lentilles.

• N'utilisez **JAMAIS** de solution d'entretien de lentilles périmées ou usagées.

• Ne changez **JAMAIS** de solution d'entretien sans consulter votre spécialiste des lentilles de contact.

• Les systèmes thermiques qui utilisent la chaleur risquent d'endommager les lentilles.

• Ne stockez **JAMAIS** vos lentilles uniquement dans une solution saline. La solution saline ne protège pas les lentilles de la contamination et risque d'entraîner une infection oculaire.

• N'utilisez **JAMAIS** de solutions destinées aux lentilles rigides perméables aux gaz (LRGP).

• Conservez toujours les étuis individuels des lentilles ACUVUE® OASYS with Transitions™ à l'abri de la lumière directe du soleil.

• Lorsque vous ne portez pas vos lentilles ACUVUE® OASYS with Transitions™, conservez-les toujours dans leur étui à lentilles et à l'abri de la lumière directe du soleil.

20

• Lorsque vous ne portez pas vos lentilles ACUVUE® OASYS with Transitions™, conservez-les toujours dans leur étui à lentilles et à l'abri de la lumière directe du soleil.

• Si vous utilisez des solutions stériles sans préservatif, elles doivent être jetées après le temps d'utilisation spécifié dans la notice.

• N'utilisez **JAMAIS** ni salive ni substance autre que les solutions recommandées pour lubrifier ou hydrater les lentilles.

• Ne les rincez **JAMAIS** à l'eau du robinet, car elle peut contenir de nombreuses impuretés qui risquent de contaminer ou d'endommager les lentilles et entraîner une infection ou une lésion oculaire.

• Nettoyez d'abord la lentille droite, afin d'éviter toute confusion.

• Placez chaque lentille dans le compartiment correspondant de votre étui et veillez à ce qu'elles soient entièrement immergées dans la solution lorsqu'elles ne sont pas portées. Si les lentilles restent à l'air libre trop longtemps, elles risquent de durcir et de devenir cassantes. Si cela se produit, jetez-les.

• Ne réutilisez **JAMAIS** la solution de votre étui.

• Demandez conseil à votre spécialiste des lentilles de contact si vos lentilles doivent être stockées pendant une période prolongée.

• Les lentilles prescrites pour un remplacement fréquent doivent être jetées après la période d'utilisation recommandée prescrite par votre praticien.

#### Entretien de l'étui

Les étuis étant des sources de bactéries, après utilisation ils doivent être vidés, nettoyés et rincés à l'aide d'une solution stérile recommandée puis il convient de les laisser sécher à l'air libre. Votre étui doit également être remplacé régulièrement conformément aux recommandations du fabricant de l'étui ou de votre spécialiste des lentilles de contact.

**N'UTILISEZ JAMAIS D'EAU DU ROBINET POUR RINCER VOTRE ÉTUI.**

21

#### Si vous n'avez plus de lentilles

Il est important de toujours veiller à avoir un stock adéquat de lentilles de rechange.

Afin d'éviter de manquer de lentilles, pensez à prévoir du temps pour commander et aller chercher vos lentilles de rechange auprès de votre opticien.

Si vous venez à manquer de lentilles pour quelque raison que ce soit, vous devez porter vos lunettes.

Bien que les lentilles de contact ACUVUE® et SUREVUE® soient votre mode de correction préféré, la paire de lunettes est une solution de secours indispensable pour tous les utilisateurs de lentilles de contact.

#### Instructions pour les patients presbytes (monovision et multifocal)

Si votre spécialiste des lentilles de contact estime que vous avez besoin d'une correction en monovision, vous devez prendre note des points suivants:

Comme pour tout type de correction par lentilles, il peut y avoir un compromis visuel.

Dans certains cas, les lentilles en monovision peuvent réduire l'acuité visuelle et la perception des profondeurs pour la vision de loin ou de près. Certains patients ont des difficultés à s'y adapter.

Des symptômes tels qu'une vision légèrement floue et fluctuante peuvent être seulement passagers ou durer plusieurs semaines, à mesure que vos yeux apprennent à s'adapter. Plus les symptômes persistent longtemps, moins vous avez de chances de parvenir à vous adapter.

Durant cette période, il est conseillé de porter uniquement ces lentilles dans des situations familières qui ne demandent pas trop de ors visuels. Par exemple, tant que vos yeux ne sont pas habitués, il est préférable d'éviter de conduire.

22

Certains patients peuvent également avoir besoin de porter leurs lunettes en plus de leurs lentilles afin d'obtenir une vision optimale pour les activités critiques.

• Dans certains cas, les patients n'obtiendront jamais un confort total dans les situations de faible éclairage, en conduisant de nuit par exemple. Si tel est le cas, vous pouvez vous faire prescrire d'autres lentilles de façon à ce que les deux yeux puissent être corrigés lorsqu'une vision précise de loin est nécessaire.

• La décision d'utiliser les lentilles en monovision doit toujours être prise après une consultation approfondie auprès d'un spécialiste des lentilles de contact.

• Vous devez suivre les conseils qui vous sont prodigués afin de vous adapter aux lentilles en monovision et vous devez toujours parler de vos doutes ou problèmes rencontrés pendant et après la période d'adaptation.

23

#### Autres informations importantes / Précautions

##### Précautions

• Avant de partir de chez votre spécialiste des lentilles de contact, assurez-vous que vous savez poser ou retirer vos lentilles ou que quelqu'un soit disponible pour le faire pour vous.

• **NE manipulez PAS** vos lentilles avec des doigts ou mains incomplètement propres car des lentilles sales ou rayées sont source de vision trouble et/ou de et indésirable pour vos yeux.

• Manipulez toujours vos lentilles avec précaution et évitez de les faire tomber.

• Retirez immédiatement vos lentilles si vos yeux deviennent rouges ou irrités.

• Informez votre médecin traitant que vous portez des lentilles de contact.

• Consultez toujours un spécialiste des lentilles de contact avant de mettre des médicaments dans les yeux.

• Certains médicaments tels que les antihistaminiques, les décongestionnants, les diurétiques, les décontractants, les tranquillisants ainsi que les traitements contre la nausée, peuvent entraîner une sécheresse oculaire, un inconfort du port des lentilles de contact ou une vision floue. En cas de problème, vous devez consulter.

• En cas d'éclaboussure de produits chimiques dans les yeux: **RINCEZ-VOS IMMÉDIATEMENT LES YEUX À L'EAU DU ROBINET. CONTACTEZ VOTRE SPÉCIALISTE DES LENTILLES DE CONTACT SANS ATTENDRE OU RENDEZ-VOUS AU SERVICE DES URGENCES DE L'HÔPITAL LE PLUS PROCHE.**

• La contraception orale peut entraîner des changements visuels ou des changements de tolérance des lentilles. Votre spécialiste des lentilles de contact saura vous conseiller sur ce point.

• Comme pour toutes les lentilles de contact, un examen oculaire régulier est essentiel pour garder une bonne vision.

24

• Ne laissez jamais personne porter vos lentilles. Elles ont été prescrites pour vos yeux et pour corriger votre vue à la puissance adaptée. Prêter ses lentilles augmente considérablement le risque d'infections oculaires.

• Pour une utilisation saine et confortable, il est important que les lentilles de contact ACUVUE® soient portées conformément à la prescription délivrée par votre spécialiste des lentilles de contact. Cette notice est là pour vous rappeler toutes ces instructions.

• Votre spécialiste des lentilles de contact doit connaître tous vos antécédents médicaux afin de vous conseiller une lentille et un système de soin parfaitement adaptés à vos besoins.

• Une fois la période de remplacement prescrite par votre spécialiste des lentilles de contact à son terme, les lentilles de contact ACUVUE® doivent être jetées et remplacées par une paire neuve stérile.

• Évitez toutes les vapeurs et émanations nocives ou irritantes lors du port des lentilles.

• Veillez à informer votre employeur que vous portez des lentilles de contact ; certaines professions exigent le port de lunette de protection ou n'autorisent pas le port de lentilles.

• Si vous avez des questions, faites-en part à votre spécialiste des lentilles de contact.

• Il n'est pas recommandé de ne porter des lentilles ACUVUE® OASYS with Transitions™ assombris que sur un seul œil en raison d'une possible altération de la capacité à apprécier la profondeur et les mouvements. À noter également une différence esthétique au niveau du regard.

• Ne portez jamais les lentilles ACUVUE® OASYS with Transitions™ comme protection contre les sources de lumière artificielle, telles que les lampes solaires ou lasers et ne regardez jamais directement le soleil ou une éclipse.

• Ne regardez jamais directement le soleil ou une éclipse avec ou sans les lentilles ACUVUE® OASYS with Transitions™.

• Veuillez noter qu'aucune donnée n'est disponible quant à la sécurité et la performance d'une conduite avec des lentilles ACUVUE® OASYS with

25

Transitions™ chez les personnes âgées de 50 ans et plus dont le cristallin peut s'être opacifié (cataracte).

#### Récapitulatif

Comme avec tous les types de lentilles de contact, certaines consignes de base doivent être suivies afin de protéger et améliorer votre vue.

• Suivez toujours les instructions qui vous sont données pour un port des lentilles en toute sécurité. Des examens réguliers sont importants pour maintenir une efficacité optimale et une utilisation saine.

• Des règles d'hygiène strictes sont essentielles.

• Ne portez **JAMAIS** les lentilles plus longtemps que la durée prescrite.

• **Le NETTOYAGE, le RINÇAGE et la DÉSINFECTION** sont **ESSENTIELS**, chaque fois que la lentille est retirée pour être remise.

• Ne réutilisez **JAMAIS** la solution de votre étui. Utilisez une solution neuve à chaque retrait de lentilles.

• En cas de problème, tel que des rougeurs/une irritation des yeux ou une vision floue, retirez **IMMÉDIATEMENT** vos lentilles et contactez votre spécialiste des lentilles de contact.

• Munissez-vous toujours d'une paire de lunettes pour les porter à la place de vos lentilles lorsque celles-ci doivent être jetées. Bien que les lentilles de contact soient votre mode de correction préféré, la paire de lunettes est une solution de secours indispensable.

Pour une efficacité optimale, il est indispensable de savoir combien il est important de bien respecter ces consignes. Autant que nouveau porteur des lentilles de contact ACUVUE® vous allez reconnaître rapidement les avantages par rapport à d'autres lentilles de contact.

Vous devez porter vos lentilles uniquement après avoir suivi les conseils donnés par votre spécialiste des lentilles de contact ainsi que ceux qui figurent dans cette notice.

26

#### Signaler les effets indésirables

Tout effet indésirable rencontré lors du port de lentilles de contact ACUVUE® doit être signalé à votre spécialiste des lentilles de contact, qui les transmettra directement au fabricant.

#### Votre prescription

Lentilles de contact ACUVUE®.

Lentilles de contact

#### Lentille droite:

Puissance et rayon de courbure

#### Lentille gauche:

Puissance et rayon de courbure

27

**VOS LENTILLES DOIVENT ÊTRE REMPLACÉES CONFORMÉMENT AUX RECOMMANDATIONS DE VOTRE SPÉCIALISTE DES LENTILLES DE CONTACT.**

**Consignes d'entretien:**

Si vous avez des doutes ou des questions, faites-leur en part.

Adresse et numéro de téléphone de votre spécialiste des lentilles de contact:

Il est important de consulter régulièrement votre spécialiste des lentilles de contact pour une bonne santé oculaire.

Visites de suivi:

1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	3	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	5	<input type="text"/>	6	<input type="text"/>

**Fabricant:**

Se reporter à l'emballage pour connaître le lieu de fabrication.

 <b>USA</b> Johnson & Johnson Vision Care Inc. 7500 Centurion Parkway Jacksonville Florida 32256 USA	<b>IRELAND</b> Johnson & Johnson Vision Care (Ireland) The National Technology Park Limerick Ireland
---	--

**EC REP**

Représentant agréé UE  
AMO Ireland  
Block B, Liffey Valley Office Campus Quarryvale,  
Co. Dublin, Ireland

[www.acuvue.ch](http://www.acuvue.ch)



PIG000459

Port journalier et continu GU  
(Suisse)  
PIG000459

ACUVUE®, ACUVUE® ADVANCE®, ACUVUE OASYS®, ACUVUE® VITA®  
et HYDRACLEAR® sont des marques déposées de Johnson & Johnson AG.  
Johnson & Johnson Vision est part de Johnson & Johnson AG.  
© Johnson & Johnson AG 2019

Date de révision: Mai 2019





**Porto Giornaliero  
(Sostituzione Frequente)  
e per uso Prolungato**

# MANUALE DI ISTRUZIONI DEL PORTATORE

ACUVUE®



Questo manuale di istruzioni del portatore fa riferimento alle seguenti lenti a contatto a marchio ACUVUE® che sono catalogate individualmente in **Tabella 1** qui sotto e sono menzionate come tali se non diversamente specificato.

Tabella 1	Uso previsto e programma di porto				
	Porto giornaliero - sostituzione frequente	Uso prolungato	Matricie	Soluzione di condizionamento	
<b>Tipi di lenti e nome marchio</b>					
Lenti a contatto sferiche a marchio ACUVUE® - Tinta di visibilità con protezione UV					
Lenti a contatto ACUVUE® 2	●	●	etafilcon A	1	
Lenti a contatto ACUVUE® ADVANCE® with HYDRACLEAR®	3	●	galyfilcon A	2	
Lenti a contatto ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS	3	●	senfilcon A	2	
Lenti a contatto ACUVUE® VITA®	3	●	senfilcon C	2	
Lenti a contatto ACUVUE OASYS Contact Lenses with Transitions™	3 4	●	senfilcon A	2	
Lenti a contatto toriche a marchio ACUVUE® for ASTIGMATISM - Tinta di visibilità con protezione UV					
Lenti a contatto ACUVUE® ADVANCE® for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR®	3	●	galyfilcon A	2	
Lenti a contatto ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM with HYDRACLEAR® PLUS	3	●	senfilcon A	2	
Lenti a contatto ACUVUE® VITA® for ASTIGMATISM	3	●	senfilcon C	2	
Lenti a contatto per presbiopia ACUVUE® for PRESBYOPIA - Tinta di visibilità con protezione UV					
Lenti a contatto ACUVUE OASYS® for PRESBYOPIA with HYDRACLEAR® PLUS	●	●	senfilcon A	2	

**Soluzioni di confezionamento:**

- 1 Salina tamponata con borato
- 2 Salina tamponata con borato e metil etero di cellulosa

**Contenuto materiale:**

- 3 Il materiale della lente contiene silice e soddisfa gli standard di assorbimento Classe 1 UV con trasmissibilità inferiore all'1% UVB (280-315 nm) e del 10% degli UVA (316-380 nm). Tutti gli altri prodotti ACUVUE® soddisfano gli standard di assorbimento Classe 2 UV con trasmissibilità inferiore del 5% degli UVB, e del e del 50% della radiazione UVA.
- 4 Il materiale della lente contiene un additivo fotocromatico il quale assorbe dinamicamente la luce visibile nell'intervallo da 380 nm a 780 nm con una trasmittanza minima dell'84% nello stato inattivo (chiuso) e ad un minimo di opacità del 52% nello stato attivato (aperto) in base allo spessore della lente, al livello di UV assorbito e radiazioni di luce visibile ad alta energia (HEV).

2

**I simboli indicati di seguito possono comparire sull'etichetta o sulla confezione delle lenti a contatto ACUVUE®.**

SI-MBOLO	DEFINIZIONE	SI-MBOLO	DEFINIZIONE
	Attenzione. Vedere foglio illustrativo	MID / M	"Medio" vicino ADD
	Fabbricante	HGH / H	"Elevato" vicino ADD
	Data di produzione	2797	Simbolo Certificazione Sistema Qualità
	Da usare entro (scadenza)		Protezione UV
	Codice lotto		UV-Blocking
	Sterilizzato a vapore o a secco		Tassa pagata per la gestione dei rifiuti
DIA	Diametro		ATTENZIONE: la legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita di questo dispositivo esclusivamente su prescrizione medica.
BC	Curva base		Orientamento corretto della lente
D	Diottria (potere della lente)		Orientamento non corretto della lente (rovescio)
CYL	Potere del cilindro		Marchio di identificazione dei contenitori e delle confezioni di carta
AXIS	Asse		Marchio di identificazione dei materiali compositi
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata		Conservare lontano dalla luce diretta
1-MONTH	Sostituzione Mensile		
	Rappresentante autorizzato per l'UE		
MAX ADD	La più alta addizione da vicino che può essere corretta		
LOW / L	"Basso" vicino ADD		

3

**Contenuto**

- Introduzione ..... 5
- Indicazioni d'uso ..... 6
- Programma di porto ..... 7
- Controindicazioni ..... 8
- Avvertenze - cose da sapere riguardo l'uso delle lenti a contatto ..... 9
- Reazioni avverse ..... 11
- Controllo di sicurezza ..... 12
- Abitudine alla pulizia ..... 13
- Confezione delle lenti ..... 14
- Indossare le lenti ..... 15
- Applicazione della lente a contatto sull'occhio ..... 16
- Centrare la lente ..... 17
- Cosa fare se la lente aderisce all'occhio (assenza di mobilità) ..... 18
- Manutenzione delle lenti disidratate ..... 18
- Rimozione delle lenti ..... 19
- Cura delle lenti ..... 19
- Cura del contenitore portaletti ..... 21
- Nel caso in cui si esauriscano le lenti ..... 21
- Istruzioni per il portatore presbite (monovisione e multifocale) ..... 22
- Altre informazioni importanti/Precauzioni ..... 23
- Panoramica ..... 25
- Reazioni avverse ..... 26
- La prescrizione ..... 26

4

**Introduzione**

Come tutte le lenti a contatto, le lenti a contatto a marchio ACUVUE® sono dispositivi medici. Il supporto continuo dello specialista con controlli regolari è essenziale per una protezione a lungo termine della salute e della vista.

**Per la salute degli occhi,** è importante che le lenti a contatto siano indossate solo come prescritte dallo specialista, il quale esaminerà insieme al portatore **tutti i rischi associati alle lenti a contatto** e fornirà le istruzioni per la manipolazione e per la cura delle lenti, incluso come aprire in modo sicuro e semplice la confezione. Inoltre al portatore verrà insegnato come applicare correttamente e rimuovere le lenti. Questo libretto ha lo scopo di rinforzare le istruzioni.

**IN CASO DI DOMANDE, FAR SEMPRE RIFERIMENTO AL PROPRIO SPECIALISTA.**

5

**Indicazioni d'uso**

**Le lenti a contatto sferiche ACUVUE®** sono indicate per il porto giornaliero per correggere errori di rifrazione, miopia e ipermetropia nelle persone con occhi sani che possono avere 1,00D o meno di astigmatismo.

ACUVUE® OASYS with Transitions™ sono lenti a contatto fotocromatiche indicate anche per l'attenuazione della luce intensa poiché contengono un additivo fotocromatico che dinamicamente assorbe la luce visibile.

Le lenti a contatto toriche ACUVUE® for Astigmatism sono indicate per porto giornaliero e per correggere errori di rifrazione, miopia e ipermetropia nelle persone con occhi sani che possono avere astigmatismo.

**Le lenti a contatto ACUVUE OASYS® for ASTIGMATISM** with HYDRACLEAR® PLUS sono anche destinate porto giornaliero o prolungato.

**Le lenti a contatto per presbiopia ACUVUE® for Presbyopia** sono destinate per porto giornaliero o prolungato per la correzione ottica della vista da lontano e da vicino nelle persone presbite con occhi sani che hanno 0,75D o meno di astigmatismo.

Le lenti a contatto ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS sono anche indicate per l'uso terapeutico come lenti di bendaggio per alcune condizioni oculari.

Consultare il proprio specialista per maggiori informazioni. Non eseguire nessun auto-trattamento medico senza prima aver consultato lo specialista.

Tutte le lenti a contatto ACUVUE® contengono un filtro UV che contribuisce a proteggere la cornea e le strutture interne dell'occhio dalla trasmissione dei raggi UV dannosi.

6

**AVVERTENZE:** Le lenti a contatto con filtro UV NON sostituiscono gli strumenti di protezione dai raggi UV, come occhiali di protezione o da sole con filtro UV, perché non coprono completamente l'occhio e la zona circostante. È necessario continuare a usare gli strumenti di protezione dai raggi UV in base alle istruzioni.

**Nota:**

L'esposizione prolungata ai raggi UV rappresenta uno dei fattori di rischio associati alla cataratta. Tale esposizione dipende da numerosi fattori, come condizioni ambientali (altitudine, situazione geografica, copertura nuvolosa) e fattori personali (durata e natura delle attività svolte all'aperto). Le lenti a contatto con filtro UV aiutano a fornire una protezione contro i raggi UV dannosi. Tuttavia non sono stati condotti studi clinici per dimostrare che le lenti a contatto con filtro UV riducono il rischio di sviluppo di cataratta o di altre patologie oculari. Per maggiori informazioni, consultare lo specialista.

**Programma di porto**

Lo specialista deve determinare il programma di uso e sostituzione in base all'anamnesi del portatore e dell'esame oculistico. Riteniamo che la sostituzione frequente dei nostri prodotti porti a risultati ottimali sia per la salute che nelle prestazioni.

**Porto giornaliero - sostituzione frequente**

Le lenti a contatto ACUVUE® prescritte per il porto giornaliero - sostituzione frequente (meno di 24 ore, da svegli), devono essere gettate e sostituite ogni due settimane.

Tutte le lenti a contatto ACUVUE® VITA® prescritte per uso giornaliero - sostituzione frequente (meno di 24 ore, da svegli), devono essere gettate e sostituite ogni mese.

Tutte le lenti a contatto ACUVUE® prescritte per uso giornaliero a ricambio frequente devono essere pulite, risciacquate e disinfettate ogni volta che vengono rimosse utilizzando unicamente un sistema di disinfezione chimica.

7

**Uso prolungato**

Le lenti a contatto ACUVUE® prescritte per uso prolungato, (più di 24 ore compreso il sonno) indicate nella Tabella 1 possono essere usate continuamente per 7 giorni/6 notti al massimo e devono essere gettate una volta rimosse. Lo specialista determinerà se si è idonei a un uso prolungato prima di prescrivere questo tipo di uso. Per questo tipo di utilizzo, non è necessaria alcuna pulizia o disinfezione.

Se raccomandato il porto prolungato puoi iniziare il porto su base giornaliera e successivamente introdurre gradualmente il porto prolungato che deve essere raccomandato e seguito dallo specialista.

Una volta rimossa la lente, si raccomanda di tenere l'occhio libero per un periodo di riposo di una notte o più.

**Controindicazioni**

Se utilizzate per la correzione visiva non usare le lenti ACUVUE® quando sono presenti le seguenti condizioni:

- Infiammazione o infezione dell'occhio o delle palpebre.
- Ogni malattia o ferita che possa aver interessato cornea, congiuntiva o palpebre.
- Ogni diagnosi o condizione che possa rendere le lenti non confortevoli.
- Occhio secco severo.
- Riduzione della sensibilità corneale (ipoestesia corneale).
- Ogni malattia sistemica che possa a igere l'occhio e che possa aumentare con l'uso delle lenti a contatto.
- Reazioni allergiche della superficie oculare o dei tessuti annessi, che possano essere indotte o aggravate dall'uso di lenti a contatto o di soluzioni per lenti a contatto.

8

- Allergia ai componenti quali mercurio Thimerosal, contenuti nelle soluzioni per lenti a contatto.
- Ogni infezione corneale attiva (batteriche, funghi, protozoi o virale).
- Se gli occhi diventano rossi o irritati.

Per l'uso terapeutico, il tuo specialista può prescrivere l'utilizzo delle lenti a contatto nel processo di guarigione di alcune condizioni sopra specificate.

**Avvertenze - cose da sapere riguardo l'uso delle lenti a contatto**

È essenziale seguire le istruzioni dello specialista per un uso appropriato delle lenti a contatto. Si informa dalle seguenti avvertenze attinenti l'uso delle lenti a contatto:

- Problemi connessi all'uso delle lenti a contatto o dei prodotti per la loro manutenzione possono provocare gravi lesioni oculari. Si sarà avvertiti che per un impiego sicuro di questi prodotti sono essenziali l'uso e la cura corretti delle lenti a contatto e dei prodotti per la loro manutenzione, compresi i contenitori portaletti.
- Problemi oculari, incluso ulcere corneali, possono svilupparsi rapidamente e determinare una perdita della visione.
- Alcuni studi hanno dimostrato che il rischio di cheratite ulcerativa è maggiore per i portatori di lenti a contatto per uso prolungato rispetto agli utilizzatori di lenti giornaliere.
- Quando i portatori di lenti giornaliere indossano le lenti di notte (non rispettando le indicazioni approvate), il rischio di cheratite ulcerativa è maggiore rispetto a coloro che non portano le lenti di notte.<sup>1</sup>
- Nel complesso il rischio di cheratite ulcerativa può essere ridotto seguendo attentamente le indicazioni per la manutenzione delle lenti, compresa la pulizia del contenitore.

<sup>1</sup> New England Journal of Medicine, September 21, 1993, 321 (12), pp 773-783.

9





**Prodotto da:**

Per la sede del produttore vedere la confezione.



Johnson & Johnson Vision Care Inc.  
7500 Centurion Parkway  
Jacksonville  
Florida  
32256  
USA



Johnson & Johnson Vision Care (Ireland)  
The National Technology Park  
Limerick  
Ireland



Rappresentante autorizzato per l'UE  
AMO Ireland  
Block B, Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co. Dublin, Ireland

[www.acuvue.ch](http://www.acuvue.ch)



PIG000460

Porto giornaliero & prolungato  
PIG (Svizzera)  
PIG000460

ACUVUE®, ACUVUE® ADVANCE®, ACUVUE OASYS®, ACUVUE® VITA®  
e HYDRACLEAR® sono marchi registrati della Johnson & Johnson AG.  
Johnson & Johnson Vision e parte della Johnson & Johnson AG.  
© Johnson & Johnson AG 2019

Data della revisione: Maggio 2019